

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

EVA MS-R

Fonctionnant avec les géométries de mesure MS-R2 à R5*

LE SYSTÈME EVA MS-R PEUT ACCUEILLIR 2 INSTRUMENTS**
VOUS PERMETTANT D'OPTIMISER AU MAXIMUM VOTRE
ESPACE DE TRAVAIL.

GRÂCE AU SYSTÈME EVA MS-R, VOUS AVEZ LA
POSSIBILITÉ DE PLACER 9 ÉCHANTILLONS SUR
SA PLAQUE PELTIER THERMOSTATÉE.

SPÉCIFICATIONS

TYPE D'INSTRUMENT

Système de contrôle de température par effet PELTIER
pour godet de mesure MB-2 et MB-3

TEMPÉRATURE

De 17 à 45 °C +/- 0,2 °C

AFFICHAGE DIGITAL

Température de consigne et réelle du système EVA

TENSION D'ALIMENTATION

90-240 VAC 50/60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

L300 x I490 x H570 mm / Poids : 15 kg

SECTEURS D'ACTIVITÉ



AGRO-
ALIMENTAIRE



COSMÉTIQUE / PHARMACIE



PEINTURES / ENCRE
REVÊTEMENTS



CHIMIE / PRODUITS
PÉTROLIERS



INDUSTRIE AUTOMOBILE



MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



* En option. ** Instruments vendus séparément.