

## B-ONE TOUCH PORTABLE

Viscosimètre PORTABLE avec mallette de transport

ÉCRAN TACTILE 7" AVEC  
INTERRUPTEUR ON/OFF  
LUMINEUX.

UNE PRISE EN MAIN  
FACILE GRÂCE À SON  
ERGONOMIE ADAPTÉE.

SECURITÉ ET LIBERTÉ  
DANS VOS MOUVEMENTS  
GRÂCE À SES SANGLES  
SOLIDES.

FACILE À TRANSPORTER  
GRÂCE À SA MALLETTE.

# VISCOSIMÈTRE

## RÉALISEZ TOUTES VOS MESURES SUR LE TERRAIN

Conçu pour le contrôle direct de la viscosité dans les bacs de préparation ou en atelier de fabrication et sans liaison à une alimentation électrique, le B-One Touch Portable assure plus d'une heure de mesure avec des mobiles adaptés à la nature de vos produits.



### SPÉCIFICATIONS

<b>TYPE D'INSTRUMENT</b>	Viscosimètre rotatif à mobile tournant
<b>VITESSE DE ROTATION</b>	Nombre de vitesses illimitées entre 0,3 et 250 tr/min
<b>PLAGE DE COUPLE</b>	De 0,05 à 13 mNm
<b>PRÉCISION</b>	+/- 1 % de la pleine échelle
<b>RÉPÉTABILITÉ</b>	+/- 0,2 %
<b>PLAGE DE VISCOSITÉ</b>	100 - 24 000 000 mPa.s selon la géométrie de mesure utilisée
<b>AFFICHAGE</b>	Écran tactile 7"
<b>PARAMÈTRES D'AFFICHAGE</b>	Viscosité - Vitesse - Couple - Temps - Géométrie de mesure - Échelle de sensibilité - Date/heure - Choix des unités de viscosité : cP ou mPa.s - Langue : Français/Anglais
<b>SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ</b>	Une fonction « opérateur » vous permet de renseigner le nom de l'utilisateur de votre instrument. Cet utilisateur devra s'identifier avec un code à 4 chiffres. Vous disposez également d'un mode protégé qui verrouille vos conditions de mesure.
<b>TENSION D'ALIMENTATION</b>	90-240 VAC 50/60 Hz
<b>QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?</b>	Le B-ONE TOUCH Portable dispose d'une autonomie de mesure d'une heure. Fixez le temps de mesure pour vos produits thixotropes. Obtenez la viscosité cinématique en entrant la densité de votre produit.
<b>MALLETTTE DE TRANSPORT</b>	Incluse
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>	Tête : Ø 85 mm Hauteur : 310 mm / Boîtier : L265 x l125 x H65 mm / Poids : 2 kg

## SECTEURS D'ACTIVITÉ



AGRO-ALIMENTAIRE



COSMÉTIQUE / PHARMACIE



PEINTURES / ENCRE  
REVÊTEMENTS



CHIMIE / PRODUITS  
PÉTROLIERS



INDUSTRIE AUTOMOBILE



MATÉRIAUX DE  
CONSTRUCTION



ENSEIGNEMENT

## GÉOMÉTRIES DE MESURE DISPONIBLES EN OPTION

- Mobiles L 1 à 4
- Mobiles R 2 à 7
- Mobiles MK DIN 1 à 3
- Mobiles BV 1 à 1000
- Mobiles MK-R2 à 5