



B-ONE PLUS VISCOSIMÈTRE

Intuitif et performant, le nouveau B-ONE PLUS vous surprendra par sa plage de mesure étendue en version LR ou par sa sonde optionnelle de température. Son prix est bas mais pas ses performances !



Ecran Tactile 7"

Fixation aisée de vos mobiles.

Existe en deux versions Standard et haute sensibilité.

Secteurs d'activité



Agro-Alimentaire



Cosmétique / Pharmacie



Peintures / Encres / Revêtements



Chimie / Produits pétroliers



Industrie automobile



Matériaux de construction



Enseignement



Support crémaillère en option

SPÉCIFICATIONS

Type d'instrument

Viscosimètre rotatif sans ressort avec écran tactile 7"

Vitesse de rotation

Nombre de vitesses illimitées entre 0,3 et 250 tr/min

Plage de couple

VERSION STANDARD : de 0,05 à 13 mNm .

VERSION LR : de 0,005 à 0,8 mNm

Précision

+/- 1 % de la pleine échelle

Répétabilité

+/- 0,2 %

Affichage

Viscosité (cP / Poises ou mPa.s / Pa.s)

Vitesse-couple-temps-(Température en option)

Sécurité et confidentialité

Une fonction « opérateur » vous permet de renseigner le nom de l'utilisateur de votre instrument. Cet utilisateur devra s'identifier avec un code à 4 chiffres. Vous disposez également d'un mode protégé qui verrouille vos conditions de mesure.

Langues

Français/Anglais/Russe/Espagnol

Systèmes de mesure compatibles

MS ASTM, MS BV, MS VANE

Contrôles de température compatibles

EVA LR-BV

Tension d'alimentation

90-240 VAC 50/60 Hz

Options

Mallette de transport (REF 100500)

Sonde de température PT 100 externe (-50°C à +300°C) (REF 900026)

Support crémaillère (REF P008000)

Dimensions et poids

Tête : L180 x l135 x H250 mm

Support en acier trempé : L280 x l200 x H30 mm

Tige en acier inoxydable : Longueur 500 mm

Poids : 6,7 kg

Références catalogue :

Référence Instrument	Désignation Instrument
N600000	VISCOSIMETRE B-ONE PLUS AVEC MOBILES R-2 A R-7
N600200	VISCOSIMETRE B-ONE PLUS AVEC MOBILE KU 1-10
N600300	VISCOSIMETRE B-ONE PLUS LR AVEC MOBILES L-1 A L-4
N600311	VISCOSIMETRE B-ONE PLUS LR
N600801	VISCOSIMETRE B-ONE PLUS
N600802	VISCOSIMETRE B-ONE PLUS sans statif
N600803	VISCOSIMETRE B-ONE PLUS LR sans statif